


Triage Meter hs-cTnI 0/1h Algorithmus ¹



AMI = Akuter Myokardinfarkt

Referenzwerte

Standard: 20.5 ng/L

Männer: 25.7 ng/L

Frauen: 14.4 ng/L

- Jeder Algorithmus sollte immer in Verbindung mit einer klinischen Beurteilung und einem 12-Kanal-EKG verwendet werden.
- Das Überschreiten der Referenzwerte bedeutet, dass die Troponin I Werte nicht mehr im Normalbereich liegen. Um einen Konzentrationsanstieg an Troponin I messen zu können, setzt eine korrekte Infarktdiagnostik voraus, dass mind. 2 Troponin Messungen durchgeführt werden. Bei hohen abnormalen Werten, kann auf eine 2. Messung in der Praxis verzichtet werden.
- Abklärung KHK (koronare Herzkrankheit) kann eine oder mehrere der folgenden nicht-invasiven Verfahren beinhalten: Belastungs-EKG, Stress-Echokardiographie, Cardio-CT, PET, SPECT, Cardio-MRT etc.