

Umfangreiche Kartuschenauswahl für unterschiedliche klinische Settings

KARTUSCHEN	CHEMIE/ELEKTROLYTE			BLUTGASE				BLUTGERINNUNG
	CHEM8+ (95µL)	G (65µL)	Crea (65µL)	EG7+ (95µL)	CG8+ (95µL)	CG4+ (95µL)	G3+ (95µL)	ACTk (40µL)
MINUTEN BIS ZUM ERGEBNIS	~2							~Max 16.7
PROBENTYP								
ART DES BLUTENTNAH- MERÖHRCHENS								
CHEMIE/ELEKTROLYTE								
NATRIUM (Na)	100-180 mmol/l (mEq/l)							
KALIUM (K)	2,0-9,0 mmol/l (mEq/L)							
CHLORID (Cl)	65-140 mmol/l (mEq/L)							
ANIONENLÜCKE ^a	(-10)-(+99) mmol/l (mEq/l)							
IONISIERTES CALCIUM (iCa)	0,25-2,50 mmol/l 1,0-10,0 mg/dl							
GLUCOSE (Glu)	1,1-38,9 mmol/l 20-700 mg/dl							
HARNSTOFF-STICKSTOFF (BUN)	3-140 mg/dl (BUN) 1-50 mmol/l (Harnstoff)							
KREATININ (Crea)	0,2-20,0 mg/dl 18-1768 µmol/l							
LAKTAT	0,30-20,00 mmol/l 2,7-180,2 mg/dl							
HÄMATOLOGIE								
HÄMATOKRIT (Hkt)	15-75 % PCV 0,15-0,75 Fraktion							
HÄMOGLOBIN (Hgb) ^a	5,1-25,5 g/dl 51-255 g/l							
BLUTGASE								
pH	6,50-8,20							
PCO ₂	5-130 mmHg 0,67-17,33 kPa							
PO ₂	5-800 mmHg 0,7-106,6 kPa							
TCO ₂ ^b	5-50 mmol/l (mEq/L)							
HCO ₃ ^{-a}	1,0-85,0 mmol/l (mEq/L)							
BASENÜBERSCHUSS (BE) ^a	(-30)-(+30) mmol/l (mEq/l)							
SO ₂ ^a	0-100 %							
BLUTGERINNUNG								
ACT KAOLIN	50-1000 Sekunden*							

 Arterielles Vollblut  Venöses Vollblut  Kapillär  Plasma  Heparinisiert  Kein Antikoagulans, Test sofort nach Entnahme der Probe



Das tragbare Handgerät *i-STAT Alinity* verfügt über die Leistung und Vielseitigkeit, um eine Reihe unterschiedlicher Testanforderungen zu erfüllen.

*Der Bereich von 77-1000 Sekunden (PREWRM-Modus) wurde durch Methodenvergleichsstudien verifiziert.

^aBerechnet. ^bTCO₂ wird auf der Kartusche *CHEM8+* gemessen und auf allen anderen berechnet.

ANWENDUNGSBEREICH

Informationen zum Verwendungszweck und vollständige Produktinformationen finden Sie bei uns im Internet auf globalpointofcare.abbott.