

Kleine Moleküle. Direkt ausgelesen.

Snibe-NACA – die einzige nicht-kompetitive Sandwich-Technologie für Small Molecules

NACA-Technologie (Noncompetitive Anti-Immune Complex Assay): Die Präzision der Massenspektrometrie trifft auf die Routinetauglichkeit von Chemilumineszenz-Immunoassays.

Ihre Vorteile:

- **Hohe Genauigkeit** (25-OH-Vitamin D: LC-MS/MS-Korrelation $r = 0,97$)
- **Hohe Sensitivität & Spezifität**, auch bei niedrigen Konzentrationen (zwei monoklonale Antikörper)
- **Standardisiert & automatisiert** (DEQAS/NIST)

DRUG MONITORING I


CsA · FK506 (Tacrolimus)
Sirolimus* · Everolimus* · Mycophenolsäure*

KNOCHENSTOFFWECHSEL I

25-OH Vitamin D
Klinisch häufigster Vitamin-D-Marker

FERTILITÄT / SEXUALHORMONE I

Estradiol · Progesteron
Testosteron · Androstendion



SCHILDDRÜSE

Total T4 · Free T4
Total T3 · Free T3
Reverse T3

HYPERTONIE

Aldosteron
Angiotensin I* · Angiotensin II*

ANÄMIE

Vitamin B12 · Folsäure (FA)
Standard-Marker für Anämie-Diagnostik

* Verfügbar in Kürze · Snibe erweitert die NACA-Plattform kontinuierlich

Abb.: Schematische Darstellung der Snibe-NACA-Sandwich-Reaktion am erweiterten Epitop, dargestellt in einer vergrößerten Cuvette der MAGLUMI® X-Serie – einer Familie von Immunochemie-Analysern (u.a. X3, X6, X8, X10) mit identischem Menü von 260 Parametern inkl. Autoimmun-Marker.

**Erfahren Sie mehr über die Snibe-NACA-Technologie
und die MAGLUMI® X-Serie – vereinbaren Sie eine Live-Demo.**

Showroom Reichenbach

Axon Lab GmbH

Heinrich-Otto-Straße 1 · 73262 Reichenbach an der Fils

Tel. +49 7153 9226-0 · info@axonlab.de · www.axonlab.com

Snibe MAGLUMI® X-Serie · Vertrieb in Deutschland durch Axon Lab GmbH, Reichenbach
Regulatorischer Status: IVDR / CE-IVD

