

COMPLET LE MENU DE TESTS PERMET D'ÉVITER DE RECOURIR À PLUSIEURS INSTRUMENTS DE TEST

Un vaste menu de cartouches pour de nombreux environnements cliniques différents

CARTOUCHES	CHIMIE/ÉLECTROLYTES			GAZ DU SANG				COAGULATION
	CHEM8+ (95µL)	G (65µL)	Crea (65µL)	EG7+ (95µL)	CG8+ (95µL)	CG4+ (95µL)	G3+ (95µL)	ACTk (40µL)
TEMPS D'ANALYSE	~2							~Max 16.7
TYPE D'ÉCHANTILLON								
TYPE DE TUBE DE PRÉ- LÈVEMENT SANGUIN								
CHIMIE/ÉLECTROLYTES								
SODIUM (Na)	100-180 mmol/L (mEq/L)							
POTASSIUM (K)	2,0-9,0 mmol/L (mEq/L)							
CHLORURE (Cl)	65-140 mmol/L (mEq/L)							
TROU ANIONIQUE ^a	(40)-(+99) mmol/L (mEq/L)							
CALCIUM IONISÉ (iCa)	0,25-2,50 mmol/L 1,0-40,0 mg/dL							
GLUCOSE (Glu)	1,1-38,9 mmol/L 20-700 mg/dL							
AZOTE URÉIQUE (BUN)	3-140 mg/dL (BUN) 1-50 mmol/L (Urée)							
CRÉATININE (Crea)	0,2-20,0 mg/dL 18-1768 µmol/L							
LACTATE	0,30-20,00 mmol/L 2,7-180,2 mg/dL							
HÉMATOLOGIE								
HÉMATOCRITE (Hct)	15-75 % PCV 0,15-0,75 Fraction							
HÉMOGLOBINE (Hgb) ^a	5,1-25,5 g/dL 51-255 g/L							
GAZ DU SANG								
pH	6,50-8,20							
PCO ₂	5-130 mmHg 0,67-17,33 kPa							
PO ₂	5-800 mmHg 0,7-106,6 kPa							
TCO ₂ ^a	5-50 mmol/L (mEq/L)							
HCO ₃ ^a	1,0-85,0 mmol/L (mEq/L)							
EXCÈS DE BASE (BE) ^a	(-30)-(+30) mmol/L (mEq/L)							
SO ₂ ^a	0-100%							
COAGULATION								
KAOLIN ACT	50-1000 secondes*							

- Sang total artériel
- Sang total veineux
- Capillaire
- Plasma
- Hépariné
- Pas d'anticoagulant, test immédiatement après prélèvement du patient



L'i-STAT Alinity portable est suffisamment puissant et polyvalent pour satisfaire toute une gamme de besoins de tests.

*La plage de 77 à 1000 secondes (mode PREWRM) a été vérifiée par des études de comparaison de méthodes.

^a Calculé. ^b Le TCO₂ est mesuré sur la cartouche CHEM8+ et calculé sur toutes les autres.

UTILISATION PRÉVUE

Pour l'utilisation prévue et des informations complètes sur le produit, consulter le site globalpointofcare.abbott.