
Gliederschmerzen?
Präzise Diagnose dank Mini-Cube

→ **Seite 2**



Frühlingsneuheiten

Immu F6
Präzise Diagnostik am Point-of-Care

→ Seite 6

Mycoplasma pneumoniae
Steigende Fallzahlen in Europa

→ Seite 5

Darmkrebsvorsorge
Ein einfacher Schritt mit iFOB-Tests

→ Seite 8

Wir stellen vor: Unsere Care- und Core-Teams
Spezialisierung für maß-geschneiderte Lösungen

→ Seite 10

Bonität
Axonlab: Ein starker Partner mit ausgezeichneter Bonität

→ Seite 12

Axonlab
connecting ideas

Diessesysteme

Präzision in der Rheumatologie: DAS28, ESR und die Unterstützung durch den Mini-Cube

Rheumatoide Arthritis (RA) ist eine chronische, entzündliche Erkrankung, die weltweit Millionen Menschen betrifft. Sie führt zu schmerzhaften Gelenkschwellungen, Funktionseinschränkungen und im schlimmsten Fall zu dauerhaften Gelenkschäden. Eine frühzeitige und präzise Überwachung der Krankheitsaktivität ist entscheidend, um die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern und langfristige Schäden zu verhindern.

Was ist DAS28?
Der Disease Activity Score (DAS28) ist ein bewährtes Instrument, um die Aktivität von rheumatoider Arthritis zu messen.

Der Score basiert auf vier Schlüsselfaktoren:

1. **Anzahl schmerzhafter Gelenke** (von insgesamt 28 untersuchten Gelenken)
2. **Anzahl geschwollener Gelenke**
3. **Subjektive Einschätzung der Patientengesundheit** auf einer visuellen Analogskala (VAS)
4. **Erythrozytensedimentationsrate (ESR)** als Marker für Entzündungen

Durch die Kombination dieser Parameter liefert der DAS28-Score einen objektiven Maßstab für die Krankheitsaktivität und hilft Ärzten, Therapieentscheidungen zu treffen und den Verlauf der Erkrankung zu bewerten.

Was ist ESR und warum ist sie wichtig?
Die **Erythrozytensedimentationsrate (ESR)**, auch Blutsenkungsgeschwindigkeit genannt, ist ein wichtiger Marker für Entzündungen im Körper. Sie misst, wie schnell rote Blutkörperchen (Erythrozyten) in einem Blutröhrchen absinken.

Eine erhöhte Blutsenkung deutet oft auf entzündliche Prozesse hin, die bei Erkrankungen wie RA auftreten können. Die ESR wird nicht nur zur Diagnose, sondern auch zur Überwachung des Krankheitsverlaufs und der Therapieeffekte verwendet.

Der Mini-Cube: Moderne ESR-Bestimmung leicht gemacht
Der Mini-Cube bietet eine moderne Lösung für die ESR-Bestimmung und macht die manuelle Blutsenkungsmethode überflüssig.

Vorteile des Mini-Cube bei der ESR-Bestimmung:
- **Komfortabler und schneller Test:** Im Vergleich zur manuellen Westergren-Methode liefert der Mini-Cube die Ergebnisse der Blutsenkung innerhalb von nur 20 Minuten. Das spart Zeit und ermöglicht eine direkte Weiterverarbeitung der Daten.


- **Automatische Temperaturkompensation:** Die Blutsenkung wird an die aktuelle Raumtemperatur angepasst, um die Genauigkeit der Ergebnisse unabhängig von den Umgebungsbedingungen zu gewährleisten. Das reduziert potenzielle Fehlerquellen.

- **Kein Probenverbrauch:** Die ESR wird direkt aus den EDTA-Röhrchen bestimmt, ohne zusätzliches Blut zu verbrauchen oder Abfälle zu erzeugen. Das ist effizient und umweltfreundlich.

- **Sicherer Arbeitsablauf:** Da die Tests in geschlossenen Röhrchen durchgeführt werden, wird die Kontamination minimiert und die Sicherheit des Bedieners erhöht.

Für eine verbesserte Patientenversorgung
Durch die Integration von DAS28 und einer präzisen ESR-Bestimmung bietet der Mini-Cube eine umfassende Unterstützung im Management von rheumatoider Arthritis. Mit seiner benutzerfreundlichen Bedienung, schnellen Ergebnissen und modernen Technologien bleibt mehr Zeit für die Betreuung der Patienten, während gleichzeitig zuverlässige und standardisierte Daten für fundierte Entscheidungen bereitgestellt werden.

Häufig betroffene Gelenke





Fazit
Der Mini-Cube erleichtert nicht nur die Berechnung des DAS28-Scores, sondern verbessert auch den gesamten Prozess der ESR-Bestimmung. Die Kombination aus Geschwindigkeit, Präzision und Sicherheit macht ihn zu einem wertvollen Werkzeug für jede rheumatologische Praxis oder jedes Labor.

Für weitere Informationen oder eine Produktvorstellung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Telefon: +43 523 88 77 66
Email: info@axonlab.at

Diessesysteme

Funktionen der DAS28-Software im Mini-Cube

Mit der integrierten DAS28-Software wird der Mini-Cube zu einem umfassenden Werkzeug für Rheumatologen. Er vereinfacht nicht nur die Berechnung des DAS28-Scores, sondern verbessert auch die Langzeitüberwachung und das Management von RA-Patienten. Eine perfekte Kombination aus Effizienz und Präzision für die moderne Praxis!



Mehr erfahren

1. **Intuitive Dateneingabe:** Die Software bietet eine übersichtliche Benutzeroberfläche, auf der die schmerzhaften und geschwollenen Gelenke schnell und einfach markiert werden können.

2. **Automatische Berechnung:** Nachdem die Parameter eingegeben sind, berechnet die Software den DAS28-Wert automatisch. Das spart Zeit und vermeidet manuelle Rechenfehler.

3. **Langzeitüberwachung:** Der Mini-Cube speichert die DAS28-Werte jedes Patienten, sodass der Krankheitsverlauf über die Zeit hinweg analysiert werden kann. Dies ist besonders wertvoll für die Anpassung von Therapien.

4. **Vernetzung:** Die Ergebnisse können in Echtzeit mit Tablets oder Smartphones synchronisiert werden. Dies ermöglicht es, Patientendaten flexibel abzurufen und zu verwalten – ob in der Praxis, im Labor oder unterwegs.

5. **Visuelle Darstellung:** Die Software zeigt nicht nur die numerischen Ergebnisse, sondern auch grafische Darstellungen des Krankheitsverlaufs an. Das erleichtert Ärzten und Patienten, Fortschritte oder Änderungen auf einen Blick zu erkennen.

Vorteile der integrierten DAS28-Unterstützung

- ✓ Zeitersparnis: Schnellere Berechnung und Zugriff auf die Daten.
- ✓ Zuverlässigkeit: Automatische Berechnung minimiert Fehlerquellen.
- ✓ Bessere Übersicht: Grafische Darstellungen und historische Daten unterstützen fundierte Entscheidungen.
- ✓ Flexibilität: Vernetzte Funktionen ermöglichen standortunabhängiges Arbeiten.

Ustar

Mycoplasma pneumoniae **–** gekommen um zu bleiben?

In Europa steigt die Zahl der *Mycoplasma pneumoniae*-Infektionen wieder deutlich an, besonders bei Kindern und Jugendlichen. Zugleich nimmt die Resistenz gegen Makrolid-Antibiotika zu, was eine schnelle und gezielte Diagnostik besonders wichtig macht.

Aufgrund seiner fehlenden Zellwand ist das Bakterium gegen Beta-Laktam-Antibiotika wie Penicilline und Cephalosporine resistent. Die Übertragung erfolgt hauptsächlich über Tröpfcheninfektion durch Husten, Niesen oder engen Kontakt, insbesondere in Familien, Schulen und Pflegeeinrichtungen. Da die Inkubationszeit zwischen einer und drei Wochen liegt und das Bakterium eine langsame Vermehrung aufweist, breiten sich Infektionen eher schleichend aus.

Auftritt in zyklische Wellen
Vor der COVID-19-Pandemie traten *M. pneumoniae*-Infektionen in zyklischen Wellen alle drei bis fünf Jahre auf. Während der Pandemie führten Schutzmaßnahmen wie Lockdowns, Maskenpflicht und Social Distancing zu einem starken Rückgang der Fallzahlen weltweit. Seit der Aufhebung dieser Maßnahmen (Sommer 2023) steigt die Zahl der Infektionen jedoch wieder deutlich an. Besonders im Winter 2023/2024 wurden hohe Fallzahlen verzeichnet, da durch die lange Phase des Social Distancing eine erworbene Immunität in der Bevölkerung zurückgegangen ist.

Steigende Fallzahlen in Europa
In der aktuellen Infektionssaison 2024/2025 zeigen sich in Europa wieder steigende Fallzahlen. Besonders hohe Zahlen wurden im Vergleich zu den Vorjahren aus Dänemark, Norwegen und Schweden gemeldet. In Österreich besteht keine Meldepflicht, jedoch berichten Medien Anfang 2025 über einen deutlichen Anstieg der Fälle, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen.


Eine US-Studie aus dem August 2024 modellierte zukünftige Ausbrüche auf Basis historischer Daten und prognostizierte einen starken Anstieg der Infektionen bis Ende 2025. Es bleibt jedoch unklar, inwiefern sich diese Vorhersagen auf europäische Länder übertragen lassen.

Überwachung der Makrolid-Resistenz
Bei der Behandlung von *M.pneumoniae* sind Makrolide wie Azithromycin und Clarithromycin die erste Wahl, während Tetrazykline ab 12 Jahren und Fluorchinolone ab 18 Jahren als Alternativen in Betracht kommen. Eine zunehmende Problematik stellt jedoch die steigende Makrolid-Resistenz dar, die durch Mutationen in der 23S rRNA (A2063G/C und A2064G/C) verursacht wird. Aufgrund dieser Entwicklung empfiehlt das European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) eine verstärkte Überwachung der Makrolid-Resistenz.

Was bietet Ihnen Axonlab?

- Schneller, kartuschenbasierter Test für *Mycoplasma pneumoniae*.
- Erkennung von **Makrolidresistenz (A2063G & A2064G)**.
- **Einfache Handhabung**
  Nur Probe + Reagenz in die Kartusche geben → Gerät starten.
- **Vorteile**
  Hohe Sensitivität & Spezifität, nur **1 Minute «hands-on-time»** erforderlich.

1. Probe laden **2. Kartusche einfügen** **3. Resultat**



EasyNAT® System

Medcaptain

Genaue Diagnostik am Point-of-Care: **Medcaptain Immu F6**

Moderne Labordiagnostik muss schnell, präzise und flexibel sein – insbesondere am Point-of-Care, wo zeitnahe Ergebnisse über den Therapieerfolg entscheiden können. Der Medcaptain Immu F6, ein vollautomatischer Chemilumineszenz-Immunoassay-Analysator, kombiniert modernste Technologie mit einfacher Handhabung und einem breiten Testmenü. Dies macht ihn ideal für Krankenhäuser, Arztpraxen und Notfallabteilungen. Weitere Einsatzbereiche sehen wir für spezielle Fragestellungen im Bereich der Nuklearmedizin (Schilddrüsenerkrankungen), Kinderwunschkliniken und Onkologischen Ambulanzen.




Fazit
Der Medcaptain Immu F6 bietet eine leistungsstarke Kombination aus Präzision, Geschwindigkeit und Flexibilität. Dank der umfangreichen Testpalette deckt das System eine Vielzahl medizinischer Fachbereiche ab und trägt dazu bei, Diagnose- und Therapieprozesse entscheidend zu verbessern. Ob Notfallmedizin, Routineuntersuchungen oder spezielle Hormon- und Tumordiagnostik – der Immu F6 setzt neue Maßstäbe in der modernen Labordiagnostik.

Mehr erfahren

Innovative Features und ihre Vorteile

Benutzerfreundlichkeit	**Schnelligkeit**	**Flexibilität**
Feature: Nur drei einfache Schritte für eine Testdurchführung, besonders optimiert für Vollblutanalysen.	**Feature:** Erstes Ergebnis in nur 13,5 Minuten.	**Feature:** Kontinuierliche Beladung nach Bedarf.
Ihr Nutzen: Minimiert Schulungsaufwand, reduziert Bedienfehler und optimiert Arbeitsabläufe.	**Ihr Nutzen:** Ermöglicht eine rasche Entscheidungsfindung in Notfällen und beschleunigt diagnostische Prozesse.	**Ihr Nutzen:** Erlaubt parallele Tests, spontane Untersuchungen und verhindert Wartezeiten.
Diagnostischer Vorteil: Schnelle Einarbeitung des Personals sorgt für eine reibungslose Integration in den Klinikalltag.	**Diagnostischer Vorteil:** Zeitnahe Ergebnisse können kritische Behandlungsentscheidungen positiv beeinflussen.	**Diagnostischer Vorteil:** Steigert die Effizienz und sichert eine lückenlose Patientenversorgung.



Breites Testmenü für vielfältige Diagnosen

Schilddrüsenfunktion
- **Parameter:** TSH, TT4, TT3, FT4, FT3, TG, Anti-TG, Anti-TPO
- **Wichtigkeit:** Diagnose von Schilddrüsenerkrankungen wie Hypothyreose, Hyperthyreose oder Autoimmunerkrankungen, eventuellen Rezidiven bei SD-Karzinomen.

Herzmarker
- **Parameter:** hs-TnI, CK-MB, MYO, NT-proBNP, BNP, H-FABP, Lp-PLA2, sST2
- **Wichtigkeit:** Identifikation von Myokardinfarkt, Herzinsuffizienz und frühen kardialen Schäden.

Gerinnungsmarker
- **Parameter:** D-Dimer, FDP, TAT, PIC, TM, tPAI.C
- **Wichtigkeit:** Diagnostik von Thrombosen, DIC-Syndrom und Überwachung von Gerinnungsstörungen.

Entzündungsmarker
- **Parameter:** PCT, CRP+hsCRP, IL-6, Serum Amyloid A (SAA)
- **Wichtigkeit:** Früherkennung von Infektionen, Sepsis und systemischen Entzündungen.

Fruchtbarkeit & Hormone
- **Parameter:** β-hCG, AMH, Progesteron, FSH, LH, PRL, Estradiol, Testosteron
- **Wichtigkeit:** Bewertung der Fruchtbarkeit und hormonellen Balance.

Tumormarker
- **Parameter:** CEA, CA15-3, CA19-9, CA125, AFP, NSE, S100
- **Wichtigkeit:** B Diagnose und Verlaufskontrolle von Krebserkrankungen.

Anämie und Stoffwechsel
- **Parameter:** Ferritin, Vitamin B12, Folat, 25-OH Vitamin D, iPTH, hGH, Insulin
- **Wichtigkeit:** Erkennung von Nährstoffmängeln, Osteoporose und metabolischen Störungen.

Medcaptain

Zuverlässigkeit

Feature: Hohe Empfindlichkeit dank Chemilumineszenz-Technologie (CLIA).

Ihr Nutzen: Genaue und konsistente Ergebnisse erhöhen die diagnostische Sicherheit.

Diagnostischer Vorteil: Minimiert falsch-negative Ergebnisse und ermöglicht eine präzise Früherkennung.

Kosteneffizienz

Feature: Einwegkartuschen und -spitzen zur Probenverarbeitung.

Ihr Nutzen: Reduziert Risiko, dass Reagenzien ablaufen und verhindert Kreuzkontaminationen.

Diagnostischer Vorteil: Erhöhte Hygiene und gleichbleibend verlässliche Testergebnisse.

Vorsorge


Ein einfacher Schritt zur Darmkrebsvorsorge: **iFOB-Tests**

Darmkrebs gehört zu den häufigsten Krebserkrankungen in Österreich. Jährlich werden tausende neue Fälle diagnostiziert, und die Heilungschancen hängen stark von der frühzeitigen Erkennung ab. Besonders problematisch ist, dass Darmkrebs in den frühen Stadien oft keine Symptome verursacht. Treten Beschwerden wie Blut im Stuhl, veränderte Stuhlgewohnheiten oder unklare Bauchschmerzen auf, ist die Erkrankung häufig bereits fortgeschritten. Daher spielt die Früherkennung eine entscheidende Rolle.

Der immunologische fäkale Okkultbluttest (iFOB-Test) ist eine moderne und zuverlässige Methode zur Früherkennung von Darmkrebs und seinen Vorstufen. Er weist verborgenes (okkultes) Blut im Stuhl nach, das durch Darmpolypen oder Tumoren verursacht werden kann. Im Gegensatz zu älteren, guajakbasierten Tests (gFOBT) reagiert der iFOB-Test ausschließlich auf humanes Hämoglobin. Dadurch werden Störfaktoren durch Nahrungsmittel vermieden, sodass Patienten vor der Probenentnahme keine Diät einhalten müssen. Ein weiterer Vorteil ist die einfache und nichtinvasive Anwendung: Die Probe kann bequem zu Hause entnommen werden, was die Akzeptanz und Teilnahme am Screening-Programm deutlich erhöht.

Test erkennt geringste Mengen an okkultem Blut

Der Test basiert auf einer immunologischen Antigen-Antikörper-Reaktion, bei der spezifische Antikörper das Hämoglobin in der



Stuhlprobe binden. Dies führt zu einer sichtbaren Färbung auf der Testmembran, die das Vorhandensein von Blut anzeigt. Eine Kontrolllinie zeigt an, ob der Test korrekt durchgeführt wurde. Mit einer Nachweisgrenze von nur 10 µg humanem Hämoglobin pro Gramm Stuhl erkennt der iFOB-Test bereits geringste Mengen an okkultem Blut.

In klinischen Studien wurde eine Sensitivität von 82 % für Darmkrebs und fortgeschrittene Adenome sowie eine Spezifität von 99 % nachgewiesen. Ein positives Testergebnis bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, dass eine Krebserkrankung vorliegt. Auch harmlose Ursachen wie Hämorrhoiden oder Entzündungen können für das Vorhandensein von Blut verantwortlich sein, weshalb eine weiterführende Abklärung, meist in Form einer Koloskopie, erforderlich ist.

Risikopatienten früh erkennen

Für Ärzte bietet der iFOB-Test eine einfache Möglichkeit, Risikopatienten frühzeitig zu identifizieren. Er eignet sich besonders für das Routine-Screening ab 50 Jahren, wie es in nationalen und internationalen Leitlinien empfohlen wird. Auch Patienten mit familiärer Vorbelastung oder unklaren gastroenterologischen Beschwerden profitieren von der frühzeitigen Erkennung. Besonders praxistauglich macht ihn seine einfache Handhabung: Die Stuhlprobe wird hygienisch im verschlossenen Probenröhrchen abgegeben, wodurch unangenehme Gerüche vermieden werden. Viele medizinische Assistentinnen berichten, dass der iFOB-Test eine deutliche Verbesserung gegenüber älteren Stuhltests darstellt.

Unkomplizierter Test mit hoher Sensitivität und Spezifität

Da der gFOBT-Test in Österreich zunehmend aus dem Angebot genommen wird, wird der Umstieg auf den iFOB-Test ohnehin unerlässlich. Neben der verbesserten Sensitivität und Spezifität bietet der Test auch organisatorische Vorteile für die Praxis.

Die Integration in den Praxisalltag ist unkompliziert: Nach einer kurzen Patientenaufklärung wird das Testkit ausgegeben, die Probe kann vom Patienten bequem zu Hause entnommen und später in der Praxis oder im Labor analysiert werden. Die Ergebnisse liegen in der Regel schnell vor, sodass eine Befundbesprechung zeitnah erfolgen kann. Bei einem negativen Ergebnis wird eine regelmäßige Wiederholung gemäß den Vorsorge-Richtlinien empfohlen, bei einem positiven Test ist eine weiterführende Untersuchung notwendig.

Wertvolle Ergänzung für die Darmkrebsvorsorge

Durch die einfache Durchführung, hohe Genauigkeit und hygienische Handhabung stellt der iFOB-Test eine wertvolle Ergänzung für die Darmkrebsvorsorge dar. Er bietet eine niederschwellige Möglichkeit, Patienten zur Vorsorge zu motivieren und frühzeitig auf mögliche Risiken hinzuweisen. Für Ärzte bedeutet dies eine effektive Screening-Option, die sich problemlos in den Praxisalltag integrieren lässt. Die Darmkrebsvorsorge sollte so einfach wie möglich sein – und mit dem iFOB-Test steht niedergelassenen Ärzten eine moderne, zuverlässige und patientenfreundliche Methode zur Verfügung.

Nutzen Sie die Vorteile dieses innovativen Tests und integrieren Sie ihn in Ihre Praxis – für eine bessere Früherkennung und eine effektivere Darmkrebsvorsorge.

iColo-Rectal: iFOBT – hochwertige Verarbeitung, überzeugende diagnostische Eigenschaften

- Testdauer: 5-10 Minuten
- Sensitivität: 96.8%[1], Spezifität: 99.6%[1]
- Qualitativer Nachweis: Wesentlich präziser als die ältere Guajak-Färbemethode
- Spitzenklasse: Nachweisgrenze von 10 µg Hb pro Gramm Stuhl
- Hygienisch: Auswertung erfolgt ohne Kontakt zur Probe mit einer Testkassette

Mehr erfahren




Über uns

Axonlab Österreich: Kompetenz, die den Unterschied macht

Axonlab Österreich ist stolz darauf, ein hochqualifiziertes Team von 14 MedizintechnikberaternInnen und 2 ApplikationsspezialistInnen zu haben, das landesweit tätig ist. Unsere ExpertInnen gehen weit über die Rolle klassischer VerkäuferInnen hinaus. Sie sind Berater, Problemlöser und Partner für unsere Kunden – und das ist besonders wichtig in einem hochkomplexen Bereich wie der Labordiagnostik.

Wir stellen vor! Unser Vertriebsteam
CARE- und CORE-Teams: Spezialisierung für maßgeschneiderte Lösungen



Unser Vertriebsteam ist in zwei spezialisierte Gruppen gegliedert:

CARE-Team
Das CARE-Team umfasst 5 Mitarbeitende, die gezielt auf die Anforderungen niedergelassener Ärzte geschult sind. Sie bieten nicht nur Produkte, sondern auch umfassende Beratung, die auf die Bedürfnisse von Arztpraxen abgestimmt ist. Von der Auswahl passender Geräte bis zur Optimierung von Abläufen im Praxisalltag: Das CARE-Team steht stets unterstützend zur Seite.

CORE-Team
Mit 7 ExpertInnen betreut das CORE-Team die anspruchsvollsten Disziplinen der In-vitro-Diagnostik (IVD) in Krankenhäusern und Laboren. Hier geht es um die Unterstützung bei komplexen Bereichen in der Automatisation bis hin zur Mikrobiologie und Molekulardiagnostik. Diese ExpertInnen sind bestens vertraut mit der gesamten Bandbreite an Diagnostiklösungen und begleiten ihre Kunden durch alle Phasen – von der Planung bis hin zur laufenden Optimierung.

Warum Beratung unverzichtbar ist
Die Welt der Laborsysteme wird immer komplexer. Moderne Geräte sind nicht nur hochpräzise, sondern auch technisch anspruchsvoll und oft integraler Bestandteil komplexer Workflows. Ohne eine fundierte Beratung kann es leicht zu Problemen kommen, die sich negativ auf die Diagnostik und letztlich auf die Patientenversorgung auswirken.

Unsere BeraterInnen bringen nicht nur technisches Wissen mit, sondern haben selbst in Laboren gearbeitet. Das gibt ihnen ein tiefes Verständnis für die praktischen Herausforderungen, mit denen unsere Kunden täglich konfrontiert sind. Ob es darum geht, die optimale Gerätekonfiguration zu finden, Prozesse effizienter zu gestalten oder applikative Probleme zu lösen – unser Team ist stets zur Stelle, um Lösungen zu finden, die den individuellen Anforderungen gerecht werden.

Betreuung, die weitergeht
Axonlab steht für eine umfassende Betreuung, die weit über die Lieferung von Geräten hinausgeht:

- Einschulungen und Nachschulungen: Unsere BeraterInnen stellen sicher, dass Kunden nicht nur die technischen Funktionen der Geräte kennen, sondern diese auch optimal einsetzen können.
- Qualitätskontrolle: Wir helfen dabei, hohe Standards zu wahren, und beraten zu regulatorischen Anforderungen.
- EDV-Integration und Workflow-Optimierung: Unser Team koordiniert mit der Haustechnik vor Ort, klärt Schnittstellenprobleme und sorgt für reibungslose Abläufe.
- Installation und Koordination: Wir begleiten Projekte von der Planung bis zur Fertigstellung und koordinieren alle beteiligten Abteilungen.

Persönlicher Kontakt macht den Unterschied
In einer zunehmend digitalen Welt mag der persönliche Kontakt für viele nicht mehr vorrangig erscheinen, doch gerade im Bereich der Labordiagnostik ist er von unschätzbarem Wert. Die enge Zusammenarbeit zwischen unseren BeraterInnen und den Kunden ermöglicht es, Probleme schnell zu identifizieren und individuelle Lösungen zu finden.

Im Gegensatz zu reinen Online-Händlern, die oft nur Produkte anbieten, bietet Axonlab einen Service, der auf partnerschaftlicher Zusammenarbeit basiert. Dies ist besonders wichtig in Situationen, in denen schnelle und fachkundige Hilfe gefragt ist – sei es bei der Installation eines Geräts, bei Störungen oder bei der Optimierung eines gesamten Labor-Workflows.

Der Unterschied, den Axonlab macht
Die Expertise unseres Teams bedeutet Sicherheit und Effizienz für unsere Kunden. Durch den persönlichen Kontakt, die fundierte Beratung und den umfassenden Service helfen wir unseren Kunden nicht nur, ihre Arbeit besser zu erledigen, sondern auch ihre Patientenversorgung auf einem hohen Niveau zu halten.

Unsere Mission ist es, nicht nur Produkte zu liefern, sondern langfristige Partnerschaften aufzubauen. Mit Axonlab haben unsere Kunden einen zuverlässigen Partner an ihrer Seite – für heute und die Zukunft.



Über uns

Axonlab: Ein starker Partner mit ausgezeichneter Bonität

Verlässlichkeit und Stabilität sind entscheidende Faktoren in der Geschäftswelt – besonders wenn es um langfristige Partnerschaften geht. Axonlab steht für finanzielle Solidität und nachhaltiges Wachstum. Unsere ausgezeichnete Bonität, bestätigt durch den KSV, unterstreicht unsere wirtschaftliche Stärke und sichert Ihnen als Kunde eine verlässliche Zusammenarbeit.

Warum ist das für Sie wichtig?
Ein finanziell gesundes Unternehmen gewährleistet langfristige Lieferfähigkeit, Investitionen in Innovationen und eine stabile Geschäftsbeziehung. Das bedeutet für Sie Planungssicherheit und eine kontinuierliche Versorgung mit hochwertigen Produkten und Services. Doch nicht nur für Kunden ist eine gesunde Unternehmensbasis entscheidend – auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Eine stabile wirtschaftliche Lage sorgt für sichere Arbeitsplätze und ein motivierendes Umfeld, in dem sich unsere Teams voll und ganz auf exzellenten Service für Sie konzentrieren können. Scannen Sie den QR-Code, um die aktuelle Bewertung unserer Bonität direkt vom KSV zu sehen – denn Transparenz schafft Vertrauen.

Bonitätscheck

1. Scannen Sie den QR-Code
2. Sehen Sie sofort kostenlos unsere Bonität
3. Geben Sie Ihre Daten an und Sie erhalten die Information per E-Mail*

* Ihre Daten werden nur für den Abruf der Bonität verwendet.

KSV1870 Bewertung

KSV1870 Rating: 280

Die Ausfallwahrscheinlichkeit dieses Unternehmens beträgt 0,12%.

Aus Bonitätsgründen spricht nichts gegen eine Aufnahme einer Geschäftsbeziehung.



Lernen Sie uns persönlich kennen und besuchen Sie uns auf diversen Kongressen!

10.05.2025 – 11.05.2025
Substitutions-Forum
Schlosshotel Mondsee
Schloßhof 1A, 5310 Mondsee

15.05.2025 – 17.05.2025
Pädiatrischer Frühling
Hotel Schloss Seggau
Seggauberg 1, 8430 Leibnitz

25.05.2025 – 31.05.2024
34. Ärztetage Grado
Kongresshaus Grado
Viale Italia 2, I-34073 Grado

02.06.2025 – 04.06.2025
Dosch Symposium
Kongresszentrum Casineum
Am Korso 17, 9220 Velden

06.10.2025 – 11.10.2025
Grazer Fortbildung
Congress Graz
Albrechtgasse 1, 8010 Graz

24.10.2025 – 25.10.2025
Notfall Medizin
Seminarhaus des Bischöflichen Priesterseminars,
Harrachstraße 7, 2. OG, 4020 Linz

20.11.2025 – 22.11.2025
ÖDG Herbsttagung
Salzburg Congress
Auerspergstr. 6, 5020 Salzburg

27.11.2025 – 29.11.2025
54. Kongress für Allgemeinmedizin
Stadthalle Graz
Messeplatz 1, 8010 Graz

Axonlab

Axon Lab AG
Gewerbezone 1
AT-6404 Polling
Tel. +43 523 88 77 66
Fax +43 523 88 77 66 250
www.axonlab.com
info@axonlab.at